

# Qui veille sur vous et vos recherches?

## Concentré Peroxigard™ destiné au secteur des sciences de la vie

*Une seule technologie pour tous les besoins de nettoyage  
et de désinfection de votre installation. Reste efficace  
pendant 30 jours une fois dilué. Aucune activation requise.*

### Efficacité

Nettoie, désinfecte et élimine les agents pathogènes préoccupants en une seule étape en respectant le temps de contact. Deux fois plus rapide que les principaux désinfectants concentrés.

### Sécurité

Conçu pour la sécurité des animaux. Formule sans parfum, non irritante, non corrosive et compatible avec les métaux à la dilution d'utilisation.

### Simplicité

Élimine les programmes à produits multiples et le temps d'activation, améliorant ainsi la productivité et la conformité.



LA CONFORMITÉ  
EN MATIÈRE DE DÉSINFECTION  
POUR UNE MEILLEURE SCIENCE  
[Peroxigard.ca](http://Peroxigard.ca)



# Nettoyant désinfectant et désodorisant en une étape à base de Accelerated Hydrogen Peroxide®

**Le Concentré Peroxigard™** utilise du Accelerated Hydrogen Peroxide®, un mélange breveté et synergique d'ingrédients couramment utilisés, qui, combinés à de faibles teneurs en peroxyde d'hydrogène, augmentent considérablement son efficacité et ses performances de nettoyage.

Le concentré Peroxigard™ est un moyen simple et efficace de nettoyer et de désinfecter les planchers, les plafonds et les murs dans votre environnement de recherche en sciences de la vie. Notre technologie révolutionnaire rationalise votre processus en évitant d'avoir à mélanger plusieurs produits et à attendre l'activation, et elle présente une longue durée de conservation une fois dilué, réduisant ainsi les déchets.

## Efficace contre les pathogènes\* suivants en aussi peu que 5 minutes



### Bactéricide

*Klebsiella pneumoniae*; *Staphylococcus aureus* résistant à la méthicilline (SARM); *Salmonella enterica*; *Pseudomonas aeruginosa*

### Virucide

*Norovirus murin*; *VIH de type 1*; *Rotavirus*; *Poliovirus de type 1*

### Tuberculocide

*Mycobacterium terrae*

### Fongicide

*Candida albicans*; *Trichophyton mentagophytes*

\* Consultez la fiche de référence pour une liste complète des déclarations relatives à l'efficacité, les caractéristiques supplémentaires et le mode d'emploi.



Les produits Peroxigard™ sont fabriqués avec la technologie brevetée Accelerated Hydrogen Peroxide®/AHP®. Les avantages et l'efficacité du AHP® sont homologués par Santé Canada et ont été validés par plus de 45 études cliniques évaluées par des pairs menées par des organismes scientifiques et des chercheurs tiers reconnus.

### POUR UTILISATION DANS DES :

- Vivariums
- Installations d'élevage
- Installations de recherche sur les animaux de laboratoire
- Laboratoires des sciences de la vie
- Salles d'examen des animaux

### POUR UTILISATION SUR DES :

- Planchers, plafonds et murs
- Tables de laboratoire et d'examen
- Cages, caisses et chariots
- Zones d'hébergement des animaux

### DURÉE DE CONSERVATION

- 2 ans (ouvert/non ouvert)  
**Reste efficace jusqu'à 30 jours une fois dilué**

### DILUTIONS À UTILISER

- Nettoyage et assainissement : 1:128
- Désinfection : 1:40

### FORMATS DISPONIBLES

- 4 L, 20 L, 200 L (DIN 02470918)

.....  
Pour en savoir plus sur le Accelerated Hydrogen Peroxide® ou pour télécharger des copies des études évaluées par des pairs, veuillez visiter : [Peroxigard.ca](http://Peroxigard.ca)

